

MASCHERINA MONOUSO IIR FMN99

scheda tecnica

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR



CAMPI DI IMPIEGO:

Mascherina chirurgica ai sensi del Reg. (UE) 2017/745, costruita e testata secondo la norma UNI EN 14683:2019. Offre una barriera microbica appropriata ed efficace per ridurre la propagazione di agenti infettivi attraverso il naso e la bocca. Le mascherine di tipo IIR proteggono anche dagli schizzi di materiale biologico contaminato, oltre che dagli aerosol contenuti nell'aria espirata.

TAGLIE DISPONIBILI: taglia UNICA

COLORI: 16 Azzurro – 11 Nero

CERTIFICAZIONI:

EN 14683:2019 Tipo IIR Classe I

Direttiva 93/42/CEE – Regolamento EU 2017/745

MODO D'USO:

La parte bianca all'interno

La parte azzurra all'esterno



Coprire pienamente il naso e la bocca, posizionare gli elastici dietro le orecchie. Centrare e fare aderire al viso. Premere leggermente attorno al naso la clip in metallo per maggiore aderenza



SPECIFICHE:

Monouso

Tessuto 3 strati ipoallergenico

Clip naso in metallo

Anello orecchio elastico

Ottima traspirazione

Valutazione BFE (efficacia di filtrazione batterica) 99%



3 STRATI

Strato interno a contatto con la pelle, morbido e liscio

Strato intermedio filtrante ad alta densità, traspirante

Strato esterno resistente a perdite di liquidi



FILTRAZIONE A TRE STRATI



MATERIALE IPOALLERGENICO



ANELLI ORECCHIE ELASTICI



EFFICACIA FILTRAZIONE BATTERICA 99%



BARRIERA A PROVA DI LIQUIDO



RESPIRAZIONE FACILE

IMBALLAGGIO:

Scatola da 50 pz.

Cartone da 2400 pz.

NOTA BENE:

La mascherina chirurgica FMN99 è per uso singolo. Il riutilizzo comporta un rischio per l'utente e la possibilità di contaminazione incrociata.

Dopo l'utilizzo la mascherina dovrà essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato.